



TONÓMETRO DE GOLDMAN SP YZ30R

El tonómetro de Goldmann es el más utilizado en la práctica clínica y sigue siendo el "patrón oro" para la tonometría en todo el mundo. Fue desarrollado en la década de 1950 y se basa en la ley Imbert - Fick que indica que la presión en una esfera llena de líquido y rodeado por una membrana infinitamente delgada y flexible se mide por la contra- presión, que simplemente se aplana.



Facilidad en el montaje

El tonómetro SP YZ30R una unidad versátil que puede adaptarse a las necesidades crecientes y cambiantes de su práctica .

Este tonómetro de alta calidad puede

ofrece mediciones precisas , ya sea en un estado fijo (R) o montar una toma de distancia placa de guía (T) de montaje

Versatilidad

Una muesca asegura la posición en el centrado exacto del prisma con el objetivo izquierdo.

Cuando se utiliza la guía de la placa , dos posiciones son posibles y los usuarios pueden observar a través del ocular , ya sea izquierda o derecha .

CARACTERÍSTICAS

- Incluye estuche
- Lectura clara y precisa





ESPECIFICACIONES

Diámetro:	3,06 mm
Peso:	725 grs
Rango de Medición:	0 a 80 mm.
Incremento:	2 mm Hg +- 0,5 mm Hg
El diseño y los detalles pueden ser cambiados sin previo aviso con el fin de mejorar el producto	